

非变性 PAGE 蛋白上样缓冲液(2X)

产品简介：

非变性 PAGE 蛋白上样缓冲液(2X) (Native Gel Sample Loading Buffer, 2X) , , 是一种以溴酚蓝为染料的 2 倍浓缩液的非变性 PAGE 蛋白上样缓冲液, 试剂中不含有 SDS, DTT。可用于非变性的蛋白样品上样及其它分析。

产品规格：1mlx5

储存条件：-20℃保存, 12 个月

使用说明：

- 1) 按照 1 份蛋白样品加入 1 份非变性 PAGE 蛋白上样缓冲液(2X)即 1 : 1 的比例混合, 即可上样, 电泳。
- 2) 通常电泳到当溴酚蓝染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项：

- 1) SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(2X)中含少量 DTT 和巯基乙醇, 有轻微刺激性气味。
- 2) SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(2X)必须完全溶解后再使用。
- 3) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

***本试剂仅供实验室研究使用**